

NEW Steelco "Tip Descaler"

Riprocesso automatico delle punte di detartrasi in termodisinfettori Steelco



Steelco offre una soluzione efficace e validata per la pulizia e la disinfezione delle punte di detartrasi. Le punte sono correttamente trattate anche nelle loro cavità per miglior tutela della sicurezza di operatori e pazienti.

L'accessorio consente il rapido carico e prelievo di fino a tre punte di detartrasi. È compatibile con le punte dei diversi produttori e di diverse dimensioni. L'accessorio si applica agevolmente sostituendosi alla guarnizione in silicone del supporto manipoli dei carrelli di lavaggio Steelco.

"Tip Descaler" è realizzato in silicone flessibile di alta qualità a garanzia della più lunga durata.

Il supporto "Tip Descaler" è compatibile con tutti i carrelli di lavaggio per la pulizia manipoli dentali Steelco.

Un filtro in acciaio inossidabile a maglia fine riduce il rischio di occlusione del getto delle punte di detartrasi.



Headquarters
STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27
31039 Riese Pio X (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7561
Fax +39 0423 75528
e-mail: steelco@steelcospa.com

www.steelcospa.com

Branches

STEELCO HUNGARY
Temesvár u., 19-21
1116 Budapest - Hungary
e-mail: steelco@t-online.hu

STEELCO DENMARK
Lottenborgvej, 24
2800 Kgs. Lyngby - Denmark
steelco-denmark@steelcospa.com

STEELCO USA
999 Stinson Way - Unit 307
West Palm Beach, FL 33411 USA
e-mail: steelco-usa@steelcospa.com

STEELCO INDIA
Plot No. 877, Sector 40,
Gurugram - 122001 - Haryana - India
steelco-india@steelcospa.com

STEELCO ASIA
6th floor, Suite 16, IOI Business Park - Persiaran Puchong Jaya Selatan
Bandar Puchong Jaya - 47100 Puchong, Selangor - Malaysia
e-mail: steelco-asia@steelcospa.com

STEELCO MEXICO
Calle Guadalupe, 16 - Colonia Pueblo Nuevo,
Delegación La Magdalena Contreras, 10640 CDMX - Mexico
steelco-mexico@steelcospa.com